

Поликлональное Антитело Кролика Против Cnn3 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q15417

Артикул: CM0024631



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого CNN3 (Кальпонин-3), подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментного анализа (ELISA). Реагирует с CNN3 человека, мыши и крысы (~36 кДа). Идеально для исследований сокращения гладких мышц и связывания с актином.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против CNN3
Примечания/Альтернативные названия	CNN3
Вид	Человек
Идентификатор гена (Человек)	1266
Идентификатор гена	1266
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220-329 человеческого CNN3 (NP_001830.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q15417
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом