

Поликлональные Антитела Против Cnnm1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9Nru3

Артикул: CM0020112

введение

Кроличы поликлональные антитела против металлотранспортера CNNM1 (ACDP1, CLP-1). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Иммуноген: рекомбинантный белок слияния, покрывающий аминокислоты 692-951 человеческого CNNM1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CNNM1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ACDP1; CLP-1; CNNM1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26507
GeneID	26507
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 692-951 человеческого CNNM1 (NP_065081.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRU3
Молекулярный вес белка	104кДа
Доставка	Сумка со льдом