

Поликлональные Антитела Anti-Cnnm4/Acdp4 Для Wb, Elisa - Q6P4Q7

Артикул: CM0024569



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CNNM4 (ACDP4), валидированные для WB и ELISA. Реагируют с человеческим, мышиным и крысиным белками. Идеальны для исследований транспорта металлов, биоминерализации и функций сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CNNM4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ACDP4; CNNM4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	26504
ID гена	26504
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 700-775 человеческого CNNM4 (NP_064569.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6P4Q7
Молекулярный вес белка	87кДа
Доставка	Сумка со льдом