

Анти-Cnot1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - A5Ykk6

Артикул: CM0030018



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против человеческого CNOT1, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Распознают человеческий и мышиный CNOT1. Идеально подходят для изучения механизмов даденилирования мРНК и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CNOT1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	NOT1; CDC39; HPE12; NOT1H; VIBOS; AD-005; CNOT1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23019
ID гена	23019
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2137-2376 человеческого CNOT1 (NP_057368.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	A5YKK6
Молекулярный вес белка	267кДа
Доставка	Сумка со льдом