


Поликлональное Антитело Anti-Cnot8 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Uff9

Артикул: CM0027527



введение

Поликлональное антитело кролика Anti-CNOT8 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяет белок CNOT8 человека и мыши, каталитическую субъединицу комплекса CCR4-NOT, участвующую в деаденировании мРНК и контроле трансляции. Подходит для исследований в области молекулярной биологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к CNOT8
Примечания/Альтернативные названия	CAF1; POP2; CALIF; Caf1b; hCAF1; CNOT8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9337
GeneID	9337
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-292 белка CNOT8 человека (NP_004770.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UFF9
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом