


Поликлональное Антитело К Cnpase Для Wb, Ihc-P, Elisa — P09543

Артикул: CM0019398



введение

Поликлональное антитело против человеческой CNPase (CNP), валидированное для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для нейробиологических исследований, изучения миелина и противовирусных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CNPase
Примечания/синонимы	CNP1; HLD20; CNPase
Вид	Человек
Идентификатор гена	1267
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 152–421 человеческой CNPase (NP_149124.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P09543
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом