

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cnpase Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - P09543

Артикул: CM0003321



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CNPase (P09543), валидированное для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P и ELISA с перекрестной реактивностью к мышь и крысе. Идеально для исследований биологии миелина и противовирусных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против CNPase
Примечания/Альтернативные названия	CNP1; HLD20; CNPase
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1267
GeneID	1267
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 322-421 человеческого CNPase (P09543)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09543
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	В термосумке со льдом