

Анти-Cnpase Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If-P, Elisa - P09543

Артикул: CM0014807



введение

CamelBio предлагает высококачественные поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого CNPase (также известного как CNP1/CNP). Валидированы для WB, IF-P и ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе; поддерживают исследования миелина, нейродегенерации и противовирусные исследования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CNPase кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CNP1; HLD20; CNPase
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1267
GeneID	1267
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150-421 человеческого CNPase (NP_149124.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09543
Молекулярный вес белка	48кДа
Доставка	Сумка со льдом