

Поликлональные Антитела Против Cnpy2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9Y2B0

Артикул: CM0012995

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CNPY2 (MSAP, TMEM4, ZSIG9), валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований роста нейритов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CNPY2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MSAP; TMEM4; ZSIG9; HP10390; CNPY2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10330
ID гена	10330
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-182 человеческого CNPY2 (NP_055070.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y2B0
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	С ледяным пакетом