

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cnpy3 Для Wb, IHC-P, Ip, Elisa — Q9Bt09

Артикул: CM0025063

введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому CNPY3 (PRAT4A), валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P), иммунопреципитации (IP) и ИФА (ELISA). Реагирует с креактивностью с мышинным гомологом. Необходимо для исследований врожденного иммунитета и фолдинга белков в эндоплазматической сети.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CNPY3 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альясы	CAG4A; DEE60; ERDA5; TNRC5; EIEE60; PRAT4A; CNPY3
Вид	Человек
ID гена (человек)	10695
ID гена	10695
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков с 31 по 278 человеческого CNPY3 (NP_006577.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BT09
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Хладоэлемент