

Анти-Cnr1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, Elisa - P21554

Артикул: CM0016536



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого CNR1 (CB1), подходящие для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Полезны для исследований каннабиноидных рецепторов в нейронауке и метаболических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CNR1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CB1; CNR; CB-R; CB1A; CB1R; CANN6; CB1K5; CNR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1268
GeneID	1268
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 401-472 человеческого CNR1 (NP_001153698.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21554
Молекулярный вес белка	53кДа
Доставка	Сумка со льдом