


Поликлональное Антитело Кролика Против Cntf Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, If-P, Elisa - P26441

Артикул: CM0023835



введение

Поликлональное антитело кролика против CNTF, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IF-P, ELISA. Определяет CNTF у человека, мыши, крысы. Идеально для исследований нейронального выживания, дифференцировки и передачи сигналов цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против CNTF
Примечания/Альтернативные названия	HCNTF; CNTF
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1270
ID гена	1270
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 24-74 человеческого CNTF (NP_000605.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26441
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом