

## Поликлональные Кроличьи Антитела Против Cntfr Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P26992

Артикул: CM0029828



### введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого CNTFR, подходящие для WB и ELISA. Реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белками. Позволяют изучать сигнальный путь CNTF, выживаемость моторных нейронов и механизмы нейропротекции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CNTFR Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Примечания/Псевдоним      | CNTFR                                                                                                                               |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| GeneID                    | 1271                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-342 человеческого CNTFR (NP_671693.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                     | P26992                                                                                                                              |
| Молекулярный вес белка    | 41 кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | С ледяным пакетом                                                                                                                   |