


Анти-Cntn1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q12860

Артикул: CM0023601



введение

Кроличья поликлональная антитело к CNTN1, также известная как F3/GP135, валидированная для WB, IHC-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CNTN1 Кроличья rAb
Примечания/Псевдоним	F3; GP135; MYPCN; CMYP12; CNTN1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1272
GeneID	1272
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого CNTN1 (NP_778203.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12860
Молекулярный вес белка	113кДа
Доставка	Ледяной пакет