

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cntn3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9P232

Артикул: CM0016179



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CNTN3 (Контактин-3, BIG-1, PANG), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Идеально для исследований нейронной клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CNTN3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PCS; PANG; BIG-1; CNTN3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5067
GeneID	5067
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-110 человеческого CNTN3 (NP_065923.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9P232
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом