

Анти-Cntn4 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Iwv2

Артикул: CM0014056

введение

Поликлональные антитела кролика к CNTN4, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелены на человеческий контактин-4 (BIG-2), молекулу клеточной адгезии, участвующую в росте нейритов и синаптогенезе. Идеальны для исследований в нейронауках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CNTN4 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	AXCAM; BIG-2; CNTN4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	152330
GeneID	152330
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 448-697 человеческого CNTN4 (NP_001193885.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8Iwv2
Молекулярный вес белка	113кДа
Доставка	Сумка со льдом