

Кроличья Поликлональная Антитело Против Фактора Свертывания Iii/Тканевого Фактора Для Wb, If/Icc, Elisa - P13726

Артикул: CM0018174



введение

Кроличья поликлональная антитела к человеческому фактору свертывания III/тканевому фактору (CD142, TF). Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает эндогенные уровни в пробах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований гемостаза и тромбоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Фактор свертывания III/тканевой фактор, кроличья пАт
Примечания/Алиасы	TF; TFA; CD142; Фактор свертывания III/Тканевой фактор
Вид	Человек
ID гена	2152
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 120-251 человеческого фактора свертывания III/тканевого фактора (NP_001984.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13726
Молекулярная масса белка	33кДа
Доставка	Холодовая упаковка