

## Анти-Коагуляционный Фактор X (F10) Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), Ифа (Elisa) - P00742

Артикул: CM0015514



### введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого коагуляционного фактора X (F10). Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA; перекрестная реакция с мышью. Подходит для исследований гемостаза, тромбоза и воспаления.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | F10 Rabbit pAb                                                                                                                                            |
| Примечания/Псевдоним      | FX; FXA; F10                                                                                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                   |
| GeneID (Человек)          | 2159                                                                                                                                                      |
| GeneID                    | 2159                                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 235-488 человеческого F10 (NP_000495.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                    |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                   |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                         |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                                                             |
| SWISS                     | P00742                                                                                                                                                    |
| Молекулярный вес белка    | 55кДа                                                                                                                                                     |
| Доставка                  | Ледяной пакет                                                                                                                                             |