


Кроличья Поликлональная Антитело К Coch Для Ihc-P, If/Icc, Elisa — O43405

Артикул: CM0030670



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческой кохлины (COCH/COCH5B2), валидирована для IHC-P, IF/ICC и ELISA. Экспрессируется во внутреннем ухе, кохлин регулирует форму и подвижность клеток. Идеально подходит для исследований слуха.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COCH Rabbit pAb
Примечания/Альясы	DFNA9; COCH5B2; DFNB110; COCH-5B2; COCH
Вид	Человек
ID гена (человек)	1690
ID гена	1690
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 20-260 человеческого COCH (NP_001128530.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O43405
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Айс-пакет