

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cofilin Для Вестерн Блоттинга, Ифа - P23528

Артикул: CM0008660



введение

Кроличье моноклональное антитело CamelBio против Cofilin нацелено на человеческий Cofilin-1 (P23528) с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белкам. Валидировано для Вестерн блоттинга и ИФА, помогает в изучении динамики актина, миграции клеток и эмбрионального развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против Cofilin
Примечания/Альтернативные названия	CFL; кофилин; HEL-S-15; Cofilin
Вид	Человек
ID гена	1072 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Cofilin (P23528)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23528
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	В пакете со льдом