

Поликлональное Антитело Anti-Cog1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q8Wtw3

Артикул: CM0022327

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого COG1, консервативной субъединицы олигомерного комплекса Гольджи. Подходит для WB, IHC-P, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований функции аппарата Гольджи и CDG2G.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COG1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	LDLB; CDG2G; COG1
Вид	Человек
GeneID (человек)	9382
Идентификатор гена	9382
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 835-935 человеческого COG1 (NP_061184.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8WTW3
Молекулярная масса белка	109 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом