

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Cog2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q14746

Артикул: CM0027737

введение

CamelBio предлагает кроличье поликлональное антитело, нацеленное на COG2 (Q14746), консервативную субъединицу олигомерного комплекса Гольджи, необходимую для морфологии и функции аппарата Гольджи. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований внутригольджеевого транспорта и врожденных нарушений гликозилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COG2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	LDLC; CDG2Q; COG2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	22796
GeneID	22796
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого COG2 (NP_031383.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14746
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом