

Поликлональные Антитела Против Cog3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q96Jb2

Артикул: CM0021386

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого белка COG3 (SEC34), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагируют с белками человека, мыши и крысы. Полезны для изучения транспорта в аппарате Гольджи. 94 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COG3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	SEC34; COG3
Вид	Человек
ID гена	83548 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого COG3 (NP_113619.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96JB2
Молекулярный вес белка	94kDa
Доставка	Сумка со льдом