


Поликлональное Антитело Кролика Против Cog4 Для Вб, Ифа — Q9H9E3

Артикул: CM0014176



введение

Поликлональное антитело кролика к человеческому COG4, валидированное для вестерн-блота и ИФА, с перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для изучения функции аппарата Гольджи, сборки SNARE-комплексов и ретроградного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COG4 кроличье пАт
Примечания/Алиасы	COD1; CDG2J; SWILS; COG4
Вид	Человек
ID гена (человек)	25839
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 310–410 человеческого COG4 (NP_056201.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9H9E3
Молекулярная масса белка	89 кДа
Доставка	Холодильный пакет