

Поликлональное Антитело Кролика Против Cog6 Для Вб, Ифа - Q9Y2V7

Артикул: CM0015469

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого COG6 (SWISS Q9Y2V7), валидированное для вестерн-блота и ИФА. Идеально подходит для исследований аппарата Гольджи и изучения врожденных нарушений гликозилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COG6 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	COD2; SHNS; CDG2L; COG6
Вид	Человек
GeneID (человек)	57511
GeneID	57511
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 508-657 человеческого COG6 (NP_065802.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y2V7
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	Холодовой пакет