

## Кроличье Поликлональное Антитело Против Cog7 Для If/Icc, Elisa - P83436

Артикул: CM0028603

### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок COG7, валидировано для IF/ICC и ELISA. Подходит для изучения функции аппарата Гольджи и транспорта белков. Распознает человеческий COG7 (P83436).

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | COG7 Кроличье pAb                                                                                                                 |
| Примечания/Альтернативные названия | CDG2E; COG7                                                                                                                       |
| Вид                                | Человек                                                                                                                           |
| GeneID (человек)                   | 91949                                                                                                                             |
| GeneID                             | 91949                                                                                                                             |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 511-770 человеческого COG7 (NP_705831.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                         | IF/ICC, ELISA                                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                           |
| SWISS                              | P83436                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 86 кДа                                                                                                                            |
| Условия доставки                   | В термосумке со льдом                                                                                                             |