

Поликлональное Антитело Против Coilin Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa - P38432

Артикул: CM0029420

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Coilin (p80-coilin) для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для изучения динамики телец Кахаля и сборки snRNP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Coilin Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CLN80; p80-coilin; Coilin
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8161
GeneID	8161
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 297-576 человеческого Coilin (NP_004636.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P38432
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	В термосумке со льдом