

Моноклональное Антитело Кролика Против Койлина, P38432 — Для Вб И Ифа

Артикул: CM0011882

введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика против человеческого койлина (p80-койлин), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает койлин в тельца Кахаля, перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для исследований биогенеза snRNP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против койлина
Примечания/алиасы	CLN80; p80-койлин; Coilin
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	8161
ID гена	8161
Иммуноген	Синтетический пептид: соответствует последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого койлина (P38432).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P38432
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	С хладагентом