


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Col10A1 (Альфа-1(X)-Цепь Коллагена) Для Wb, Elisa - Q03692

Артикул: CM0022846



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого COL10A1 (альфа-1(X)-цепи коллагена), подходящее для WB и ELISA. Полезно для исследований минерализации хряща, эндохондрального окостенения и нарушений роста костей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COL10A1 Rabbit pAb
Примечания/синоним	COL10A1; альфа-1(X)-цепь коллагена
Вид	Человек
GeneID (человек)	1300
GeneID	1300
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q03692
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом