

Моноклональное Антитело Против Col11A1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P12107

Артикул: CM0005622

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого COL11A1, подходящее для WB, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для исследований внеклеточного матрикса и фибриллогенеза коллагена. Поставляется из единого центра поставок реагентов для IVD от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COL11A1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	STL2, COL6, CO11A1, DFNA37, COL11A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1301
GeneID	1301
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 301-400 человеческого COL11A1 (NP_001845.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P12107
Молекулярный вес белка	167kDa/176kDa/181kDa/182kDa
Доставка	Сумка со льдом