

Поликлональные Антитела Против Col11A1 Для Wb, IHC-P, Elisa - P12107

Артикул: CM0013792

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого COL11A1, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходят для изучения внеклеточного матрикса хряща и фибриллогенеза коллагена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COL11A1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	STL2, COLL6, CO11A1, DFNA37, COL11A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1301
GeneID	1301
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 260-430 человеческого COL11A1 (NP_542196.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12107
Молекулярный вес белка	181 кДа
Доставка	Сумка со льдом