

Поликлональные Антитела Против Col11A2 Для Wb, Elisa - P13942

Артикул: CM0013643

введение

Кроличьи поликлональные антитела против COL11A2, валидированные для WB и ELISA. Нацелены на альфа-2 цепь коллагена типа XI человека (172 кДа), участвующую в фибрилlogenезе. Полезны для исследований внеклеточного матрикса, изучения потери слуха и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличьи rAb против COL11A2
Примечания/Псевдонимы	HKE5, PARP, STL3, FBCG2, DFNA13, DFNБ53, OSMEDA, OSMEDB, COL11A2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1302
ID гена	1302
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210-380 человеческого COL11A2 (NP_542411.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13942
Молекулярный вес белка	172кДа
Доставка	Сумка-холодильник