

Поликлональное Антитело Против Col1A1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P02452

Артикул: CM0025577



введение

Кроличье поликлоральное антитело к человеческому COL1A1 (альфа-1(I) цепь коллагена). Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает человеческий и мышинный COL1A1. Рекомбинантный иммуноген (aa 1359-1464). Для исследований внеклеточного матрикса, коллагена и костей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COL1A1 кроличье поликлоральное антитело
Примечания/синонимы	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1; Collagen I/COL1A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1277
GeneID	1277
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1359-1464 человеческого COL1A1 (NP_000079.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P02452
Молекулярная масса белка	139 кДа
Доставка	Холодовой пакет