


Анти-Col2A1 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, IHC-P, Elisa - P02458

Артикул: CM0009194



введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело против COL2A1 для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческим COL2A1; незаменимо для исследований хряща и развития скелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COL2A1 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	AOM; ACG2; ANFH; LCPD; SEDC; STL1; VPED; ANFH1; EDMMD; OSCDP; PLSDT; SEDSTN; SMDALG; COL11A3; SEMDSTWK
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1280
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1242-1487 человеческого COL2A1 (NP_001835.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02458
Молекулярный вес белка	30 кДа/134 кДа/142 кДа
Доставка	Сумка со льдом