

Анти-Col2A1 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P28481

Артикул: CM0026642



введение

Поликлональные антитела кролика против COL2A1, специфичные для хрящевых тканей. Валидированы для WB и ELISA, реагируют с мышью и крысой. Идеальны для исследований развития скелета и хряща.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	COL2A1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	Dmm; Lpk; Col2; Del1; Col2a; Col2a-1; M100413; Rgsc413; Rgsc856
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	1280
GeneID	12824
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P28481
Молекулярный вес белка	132-142 кДа
Доставка	Сумка со льдом