


Поликлональное Антитело Против Col4A1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P02462

Артикул: CM0018222



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого COL4A1 (коллаген альфа-1(IV) цепи) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Рекомбинантный иммуноген, нацеленный на аминокислоты 1445-1669. Идеально для исследований базальной мембраны, ангиогенеза и внеклеточного матрикса. Перекрестно реагирует с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COL4A1 Кроличье pAb
Примечания/Псевдонимы	BSVD, BSVD1, RATOR, PADMAL, COL4A1s, COL4A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1282
GeneID	1282
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1445-1669 человеческого COL4A1 (NP_001836.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02462
Молекулярная масса белка	161 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом