


Поликлональное Антитело Против Col4A2 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P08572

Артикул: CM0028943



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на коллаген альфа-2(IV) цепь человека (COL4A2). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Полезно для исследований базальной мембраны, ангиогенеза и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COL4A2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ICH; BSVD2; POREN2; COL4A2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1284
ID гена	1284
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1486-1712 белка COL4A2 человека (NP_001837.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08572
Молекулярная масса белка	168 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом