


Кроличья Поликлональная Антитела Против Col4A3 Для Вестерн Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q01955

Артикул: CM0021639



введение

Кроличьи поликлональные антитела COL4A3, валидированные для Вестерн блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Реагируют с белками человека, мыши, крысы. Нацелены на коллаген альфа-3(IV) цепь, ключевой белок базальной мембраны, участвующий в исследованиях клубочковой фильтрации и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против COL4A3 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	ATS2; ATS3; BFH2; COL4A3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1285
GeneID	1285
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1555-1669 белка COL4A3 человека (NP_000082.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01955
Молекулярная масса белка	162 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом