

Поликлональное Антитело Anti-Col4A3Bp (Cert, Gbp, Stard11) — Q9Y5P4

Артикул: CM0014668



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого COL4A3BP (CERT, GPBP, STARD11). Подходит для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на белок переноса церамида, обеспечивающий невезикулярный транспорт липидов от ЭПР к аппарату Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против COL4A3BP
Примечания/синонимы	CERT; GPBP; CERTL; MRD34; STARD11; COL4A3BP
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10087
Иммуноген	Рекомбинантный белок[Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 369–598 человеческого COL4A3BP (NP_112729.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y5P4
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом