


Поликлональное Антитело Anti-Col4A4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P53420

Артикул: CM0022788



введение

Поликлональное кроличье антитело против альфа-4(IV)-цепи коллагена человека (COL4A4), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения биологии базальной мембраны, синдрома Альпорта и функции клубочков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против COL4A4
Примечания/синонимы	BFH; ATS2; BFH1; CA44; COL4A4
Вид	Человек
GeneID (человек)	1286
GeneID	1286
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1573-1690 человеческого COL4A4. (NP_000083.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P53420
Молекулярная масса белка	164 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом