


Поликлональное Антитело Против Col4A5 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P29400

Артикул: CM0028969



введение

Кроличье поликлональное антитело против альфа-5 цепи коллагена IV типа человека, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Идеально подходит для изучения биологии клубочковой базальной мембраны и синдрома Альпорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COL4A5 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ATS, ASLN, ATS1, CA54, COL4A5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1287
ID гена	1287
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1462-1691 белка COL4A5 человека (NP_203699.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P29400
Молекулярная масса белка	161 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом