

Анти-Col5A1 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P20908

Артикул: CM0018702



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого COL5A1 (цепь коллагена альфа-1(V)), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий и мышинный COL5A1. Подходят для исследований внеклеточного матрикса и изучения коллагена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COL5A1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	EDSC; FMDMF; EDSCL1; COL5A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1289
GeneID	1289
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого COL5A1 (NP_000084.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P20908
Молекулярный вес белка	184кДа
Доставка	Сумка со льдом