

Поликлональные Антитела Против Col6A2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P12110

Артикул: CM0024702



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого COL6A2. Валидированы для WB и ELISA, перекрестная реакция с мышью. Идеальны для исследований внеклеточного матрикса и коллагена VI. SWISS: P12110.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COL6A2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	UCMD1; BTHLM1; PP3610; COL6A2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1292
GeneID	1292
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 720-1019 человеческого COL6A2 (NP_001840.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P12110
Молекулярный вес белка	109 кДа
Доставка	Сумка-холодильник