

Поликлональное Антитело Против Col9A1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P20849

Артикул: CM0029357



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого COL9A1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к крысе. Подходит для исследования внеклеточного матрикса хряща и стекловидного тела.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COL9A1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MED; EDM6; STL4; DJ149L1.1.2; COL9A1
Вид	Человек
ID гена	1297
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-270 человеческого COL9A1 (NP_001842.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P20849
Молекулярная масса белка	92 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом