


Кроличье Поликлональное Антитело Против Colec11 Для Wb, IHC-P, Elisa — Q9Bwp8

Артикул: CM0029650



введение

Кроличье поликлональное антитело к COLEC11, подходящее для приложений Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA) для образцов человека, мыши и крысы. Нацелено на коллектин-11 — лектин, участвующий в врожденном иммунитете, апоптозе и эмбриогенезе. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COLEC11 Rabbit pAb
Примечания/альтернативные названия	3MC2; CLK1; CL-11; CL-K1-I; CL-K1-II; CL-K1-IIa; CL-K1-IIb; COLEC11
Вид	Человек
ID гена (человек)	78989
ID гена	78989
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 26–271 человеческого COLEC11 (NP_076932.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BWP8
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	С ледяным пакетом