

Поликлональные Антитела Против Colec12 Для Вестерн-Блота, Ифа - Q5Ku26

Артикул: CM0013737



введение

Кроличьи поликлональные антитела к COLEC12, подходящие для Вестерн-блота и ИФА. Реагируют с COLEC12 человека и мыши (CL-P1, SRCL). Полезны для изучения функций рецепторов-сортировщиков в защитной реакции организма и поглощении окисленного ЛНП.

[Узнать больше](#)

Параметры	Характеристики
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к COLEC12
Синонимы	CLP1, NSR2, SRCL, SCARA4, COLEC12
Вид	Человек
ИД гена (человек)	81035
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 60-270 человеческого COLEC12 (NP_569057.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q5KU26
Молекулярная масса белка	82 кДа
Доставка	Холодильный пакет