

## Поликлональное Антитело Anti-Colgalt2 Для Wb, Elisa — Q8Iyk4

Артикул: CM0014035

### введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на проколлагенгалактозилтрансферазу 2 (COLGALT2). Валидировано для WB и ELISA с перекрёстной реактивностью с антигенами человека и мыши. Идеально подходит для исследований гликозилирования коллагена.

[Узнать больше](#)

| Параметр                     | Значение                                                                                                                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта            | Кроличье pAb к COLGALT2                                                                                                               |
| Примечания/синонимы          | C1orf17; GLT25D2; ColGalT 2; COLGALT2                                                                                                 |
| Вид                          | Человек                                                                                                                               |
| Идентификатор гена (человек) | 23127                                                                                                                                 |
| Идентификатор гена           | 23127                                                                                                                                 |
| Иммуноген                    | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-230 человеческого COLGALT2 (NP_055916.1) |
| Источник                     | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                    | Поликлональные антитела                                                                                                               |
| Применение                   | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Перекрёстная реактивность    | Человек, мышь                                                                                                                         |
| SWISS                        | Q8IYK4                                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка     | 73 кДа                                                                                                                                |
| Доставка                     | Пакет со льдом                                                                                                                        |