

Кроличья Поликлональная Антитело Против Альфа-1(Xvi) Цепи Коллагена (Col16A1) Для Вб И Ифа - Q07092

Артикул: CM0021968

введение

Кроличья поликлональная антитело к COL16A1, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает альфа-1(XVI) цепь коллагена человека, мыши и крысы — секретируемый белок внеклеточного матрикса, участвующий в клеточной адгезии и сигналинге через интегрины.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COL16A1 Кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	447AA; FP1572; COL16A1
Вид	Человек
GeneID	1307
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1000-1100 человеческого COL16A1 (NP_001847.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07092
Молекулярная масса белка	158 кДа
Доставка	Холодовой пакет