

Поликлональные Антитела Против Коллагена I/Col1A1 Для ВБ, Игг-П, Иф/Икк, Ифа — P02452

Артикул: CM0019670



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против коллагена I/COL1A1, валидированы для применения в ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК и ИФА. Реагируют с белком человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследования костей, сухожилий и соединительной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Коллаген I/COL1A1 кроличьи пкАнт
Примечания/алиасы	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1; Collagen I/COL1A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1277
ID гена	1277
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1120-1218 человеческого коллагена I/COL1A1 (NP_000079.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02452
Молекулярная масса белка	139 кДа
Доставка	Холодильный пакет