

Анти-Коллаген I/Col1A1 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P02452

Артикул: CM0008402



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против Коллагена I/COL1A1, подходящее для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований внеклеточного матрикса и биологии костей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Коллаген I/COL1A1 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1277
ID гена	1277
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02452
Молекулярный вес белка	139кДа
Доставка	Сумка со льдом